



纯化人免疫球蛋白 E 抗体

Human IgE antibody

产品编号	规格	克隆号	来源宿主	产品简介
ANH04-1	50ug	4F4	鼠	免疫球蛋白E是血清中含量最低的一种球蛋白，与I型过敏反应有关。经验证，本产品可特异性识别人IgE Ce3-domain。
ANH04-2	100ug			

抗体类型

IgG2a

免疫原

人骨髓瘤血清 IgE

特异性

该抗体可特异性识别人 IgE Ce3-domain。

应用范围

酶联免疫吸附实验(ELISA)

稀释比例

请根据具体实验情况确定最佳稀释度。

保存

无需稀释，分装后保存于4°C。

注意事项

试验中请穿着试验服并带手套做好防护工作。请按实验室安全操作规范进行实验。

本试剂**仅供科研使用**，请勿用于临床诊断或其他治疗用途。

文献引用

Li J, Yang L, Wang J, et al. Alternaria B Cell Mimotope Immunotherapy Alleviates Allergic Responses in a Mouse Model [J]. The Journal of Immunology, 2019.

V20/02

技术支持

tech@neobioscience.com

全国统一客服

4006-800-892

订货热线

0755-26755892 (深圳)

010-88594029 (北京)

021-34613729 (上海)

18028025014 (广州)