



## 山羊血清

### Normal Goat Serum

产品编号	规格	产品简介
NB-AG-05	5ml	本品采自健康山羊，经无菌采集、批量混合，最终经过3次0.1um过滤分装而成。本品适用于科研或诊断试剂生产，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。经检验，本产品无细菌、真菌、支原体及病毒污染，具有高质量和高稳定性。
NB-AG-10	10ml	

#### 应用范围

- 酶联免疫吸附实验(ELISA)
- 蛋白印迹(Western blotting)
- 免疫组化(Immunohistochemistry)
- 其他

#### 保存

长期保存，请置于-20°C冰箱。有效期请参考产品标签。

#### 注意事项

试验中请穿着试验服并带手套做好防护工作。请按实验室安全操作规范进行实验。  
本试剂**仅供科研使用**，请勿用于临床诊断或其他治疗用途。

V06/17

#### 技术支持

tech@neobioscience.com

#### 全国统一客服

4006-800-892

#### 订货热线

0755-26755892 (深圳)  
010-88594029 (北京)  
021-34613729 (上海)  
020-87615159 (广州)